

FICHA TÉCNICA

Vet-PDA Occluder™

SISTEMA DE OCLUSIÓN PDA



PRODUCTO: Dispositivo implantable para cerrar un conducto arterioso persistente.

REFERENCIAS:

REF	Distal x Prox. Coil Diameter	Tipo	Lc (mm)	Catéter Implantación	Longitud del Catéter
VETPDA000404	4 x 4 mm	FLEX	3.5	4 F	55 cm
VETPDA000504	5 x 4 mm	FLEX	3.5	4 F	55 cm
VETPDA000605	6 x 5 mm	FLEX	3.5	4 F	55 cm
VETPDA000706	7 x 6 mm	FLEX	4.5	4 F	55 cm

MATERIA PRIMA: Espiral implantable de Nitinol, guía de acero inoxidable de grado médico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Vet-PDA Occluder™ ha sido diseñado para el cierre seguro y atraumático del defecto cardiaco congénito PDA “ductus arterial persistente” de cualquier tipo.

- Disco en espiral de nitinol para ductus arteriales de hasta 4 mm.
- Sistema pre- montado.
- Refuerzo distal para evitar el retroceso.
- Sistema de liberación con marcas radiopacas.
- Flexible y de diseño adaptivo que permite una liberación precisa y segura del coil.
- Reposicionable y recuperable antes de su liberación.
- Cierre inmediato.
- De un solo uso.
- Valido para todos los tipos de PDA.

PRESENTACIÓN: Envase individual

FORMA DE CONSERVACIÓN: Temperatura y humedad normales

ESTÉRIL: Sí

PAIS DE FABRICACIÓN: España